



PERIORBITAL

H A N D P I E C E

Hlavice Periorbital je speciálně navržena pro ošetření vrásek v očním okolí

- a Redukce drobných linií a vrásek v okolí očí**
- a Unipolární radiofrekvenční technologie systému Spa RF™**

Hlavice Periorbital představuje ideální nástroj pro zahřívání oblasti kolem očí, které vede k redukci vrásek. Díky ergonomicky tvarované velikosti, konfiguraci pro ošetření pokožky v oblasti očí a unikátnímu hrot hřibovitého tvaru je hlavice Periorbital ideální pro ošetření v obličejí.

- a Inovace.** Periorbitální hlavice využívá IN-Motion technologii pro dodání unipolární RF energie do obtížně dostupných oblastí okolo očí.
- a Rychlost.** Ergonomicky tvarovaný IN-Motion hrot umožňuje ošetření očního okolí za méně než 10 minut.
- a Dostupnost.** Modul Periorbital představuje upgrade systému Spa RF™, není potřeba pořizovat žádný nový systém.
- a Jednoduché použití.** Lehká, ergonomicky tvarovaná hlavice s hrotem hřibovitého tvaru usnadňuje ošetření periorbitální oblasti. Není potřeba žádný spotřební materiál.



IN-Motion hrot - Ergonomicky tvarovaný IN-Motion hrot umožňuje ošetření očního okolí za méně než 10 minut.

Spa RFTM: technologicky nejrozvinutější RF multiaplikační systém od společnosti Alma Lasers

Termoterapie působící ve dvou vrstvách

Spa RFTM je unikátní, multiaplikační, radiofrekvenční platforma pro neinvazivní vypnutí pokožky, tvarování těla, redukci celulitidy a nyní i rejuvenaci pokožky. Bipolární a unipolární hlavice systému Spa RFTM pracují na principu postupného zahřívání dermálních a subdermálních tkání pro vyhlazení, vypnutí a zpevnění kontur jak povrchově, tak objemově.

Technická specifikace modulu Periorbital	
Zdroj energie	RF energie
Frekvence	40,68 MHz
Stabilita frekvence	+/-5%
Maximální RF výkon	90 Wattů
Operativní RF výkon	40-60 Wattů
Opakovací frekvence pulsu	15 kHz
Materiál hrotu	aluminium potažené kysličníkem hlinitým
Průměr kontaktní plochy	12 mm

Hlavice pracuje ve dvou cyklech rozdílné délky, celková doba trvání obou cyklů je 20 sekund. V průběhu prvních 15 sekund jsou unipolární RF energie a TEC aktivovány společně (HOT + COLD). Další 5 sekund je spuštěno pouze TEC (COLD). Po 20 sekundách je signalizováno ukončení cyklu jedním delším pípnutím. Forma duálního cyklu společně s IN-Motion technologií umožňuje pohodlnější, efektivnější a bezpečnější ošetření.



Specifikace systému Spa RF TM	
Elektrické parametry	230 VAC, 50 Hz
Rozměry systému s vozíkem	šířka: 44 cm x hloubka: 63 cm x výška: 75 cm
Váha	
- systém s vozíkem	28 kg
- systém	16,5 kg
- vozík	11,5 kg